


Lector de absorbancia 800 TS


CARACTERISTICAS

Alta calidad, alto rendimiento a un precio asequible.



El 800 TS ofrece una lectura de microplacas de alta calidad y alto rendimiento a un precio asequible. El robusto hardware de instrumentos y el potente software, junto con un servicio y soporte sin igual, hacen de BioTek la marca número 1 de lectores de placas.

Versatilidad de la aplicación: ELISA, ensayos de proteínas y otros puntos finales para ensayos de cinética y basados en células.



Con su rango de longitud de onda de 340 a 750 nm, el 800 TS es ideal para una variedad de aplicaciones que incluyen ELISA, proteínas y otros protocolos de punto final. La incubación y la agitación amplían el alcance de la cinética enzimática y los ensayos basados en células.

Pantalla táctil a color para una programación y operación rápida y fácil



La pantalla táctil y el software controlado por menús hacen que la creación de protocolos sea intuitiva y simple. Con solo presionar, listo para comenzar, el 800 TS ofrece resultados de manera rápida y confiable. Los protocolos y los resultados se guardan a bordo para su recuperación instantánea.

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala

Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645

Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt

Unidad flash USB para la exportación de datos conveniente, Gen5 importación para análisis



Muchos ensayos requieren un análisis y reporte de datos más extenso. Para su comodidad, puede exportar datos a una unidad flash USB e importarlos al software Gen5 para un manejo avanzado de los datos e informes personalizados.

Alta precisión y precisión para resultados de calidad.



Aunque el 800 TS es asequible, no compromete el rendimiento. El hardware de alta calidad y el diseño óptico aseguran excelentes resultados para todos los ensayos. Es fácil para su laboratorio verificar y calificar el desempeño a través del tiempo, utilizando la placa de prueba de absorbencia y el paquete de calificación del producto.

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala

Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645

Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt